

# ONDA DE CHOQUE

## Radial y Focal

**Estética**

**Tratamiento anti-celulítico**

**Remodelación corporal**

**Mejora la elasticidad de la piel**

**El tratamiento de la irregularidad de la piel  
después de la liposucción**

**Tratamiento de arrugas y cicatrices**

**Estimula el sistema linfático**

**Tratamiento de las estrías**





## Power-Wave

LGT-2500S



### Aplicador:

Consigue penetrar en las capas profundas de la epidermis, dermis y tejido subcutáneo, usando ondas acústicas de alta energía.



### Transmisores standar

#### 15mm Transmisor profundo:

Rompe la grasa y tejido conectivo en las zonas más profundas.



#### 20mm Transmisor Radial:

Incrementa el riego sanguíneo y flujo linfático. Estimula la creación de un nuevo colágeno.



#### 36mm Transmisor Radial:

Relaja la musculatura y tejido conectivo en grandes zonas, incrementa el riego sanguíneo y flujo linfático.

### Transmisores Opcionales

#### 15mm Transmisor Focal

#### 15mm Transmisor Radial



Carro opcional

### Especificaciones técnicas

Canal: 1 (viene con un aplicador)

Frecuencia: 1-17 Hz (ajustable a 1Hz)

Presión: 1.0-4.0 bar (ajustable a 0.1bar)

Pantalla: 7" LCD pantalla táctil color

Compresor: compresor de aire silencioso

Dimensiones: 39.5(L) x 39(W) x 19.4(H) cm

Peso: aprox. 8.5 kg (aplicador excluido)

Fuente de alimentación: 100-240V, 50/60Hz

### Ventajas

Protocolos de estética preestablecidos

Aplicador ergonómico

Protocolos de usuario

Guía de tratamiento...

Portátil, fiable y compacto



Maleta transporte