

# Tens&Ems EV-906



Equipo combinado Tns&Ems de 4 salidas independientes.

5 modos Tns: Burst, Normal, M, SD1, SD2

3 modos Ems: Sincrono,, alterno, continuo.

Mandos digitales, Pantalla cristal líquido. 2 relojes para tiempo de tratamiento para los canales 1 y 2 y otro para canales 3 y 4. Ideal para tratamiento simultaneo de dos pacientes.

Puede almacenar 60 tratamientos.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

4 canales.

Intensidad: 0-100 mA ajustable a 100 pasos.

Anchura de pulso: 50-300  $\mu$ s.

Frecuencia: 2-150 Hz.

Forma de onda: Asimétrica Bifasia de pulso cuadrado.

Tiempo de contracción: 2-90 seg.

Tiempo relajación: 2-90 seg.

Rampa: ajustable de 1-8 seg.

Batería 4 pilas de 1.5 V AA

## EQUIPO ESTANDAR

1 Tns/Ems EV-906 digital

4 cables paciente

8 electrodos adhesivos 40x40

4 Bateria 1.5 V AA

1 Maletín transporte

1 Manual instrucciones

